

COLOUR CHART
BIOCHROMADERM®

2023



BIOTIC PHOCEA
Laboratoires

BIOCHROMADERM[®],
the only medical pigment
in the world since 1999.



BREAST AREOLAS

4 – 9



SCARS

10 – 11



HAIRY AREAS

12 – 13



SUPPLEMENTS

14 – 15



SUMMARY OF COLOURS

16 – 17



DATA SHEET

18 – 19

BIOCHROMADERM®

Medical pigment
 Medical device CEIIb
 DMI - 2 ml.



The choice of formulation of our pigments guarantees results that will fade over time in order to respect the natural ageing of the skin.

Hypoallergenic, without preservatives, water or petrochemical derivatives, BioChromaDerm® pigments are sterilised by gamma ionisation at a dose higher than 25 kGy.

The only pigment authorised for tattooing for medical purposes, BioChromaDerm® is CEIIb certified, which is unique in the world.

Sold in a peelable bag in an individual box with implant card, information leaflet and 3 tracking labels (batch number,

This ready-to-use kit is packaged to perfectly fit the regulations imposed on hospitals and clinics for DMI.

Available in a wide range of colours, BioChromaDerm® allows a perfect adaptation of the colour of the pigmented area for a natural result.

BioChromaDerm® is available in several colours to ensure that you get the best possible result whatever the patient's phototype and the area treated. You will be able to perform chromatic reconstructions of breast areolas, camouflage of vitiligo, scars, stretch marks, burns and correct all other skin achromias. Hairy areas such as the skull, eyebrows, beard and genitals can also benefit from these devices to recreate density, hide a scar or complete a hair transplant.

The purpose of this document is to present all the shades in our range by type of use and to help you make your choice according to the type of skin of your patients and the expected result.

However, it is necessary to note that the result of a pigmentation does not only depend on the pigment you are going to use, but also on the technique you are going to use, the depth of the implantation, the lifestyle of your patient (sun exposure, smoking/ alcohol consumption, swimming, treatment, hormones...), but also on the preparation of the skin and the maintenance of the pigmentation.

Finally, although exhaustive, this document cannot replace an in-depth training in colorimetry and reparative dermopigmentation, which will allow you to better understand the choice of colour and techniques.

For any request: formation@biotic.fr



· cold ·
PIGMENT



· warm ·
PIGMENT



Areolas



Specialized in reparative and medical dermopigmentation, BIOTIC Phoea Laboratories offer a wide range of colours for the pigmentation of breast areolas and scars, to enable you to meet all your patients' requirements.



Pinkish AREOLAS



LP52 - Amber Rose

Very natural mucous pink.
Also very beautiful in a mixture to brighten up all roses.



LP29 - Santal

Cold rosewood for pinkish-brown areolas.

TIPS

Lighten with AR10 if too dark.



LP11 - Old Rose

Very natural, deep pale pink to be mix with AR10 to work the areola and pure for the nipple if it is dark.



LP04 - Cherry Rose

Red for a strong result.
Recommended for nipples with a tendency to redness.



LP01 - Raspberry Rose

Warm red.
Recommended for pigmenting dark nipples.





Beige AREOLAS



AR08 - Venus Complexion

Very light beige for white skin.
To be used in combination with AR10 or WH01 for a better ageing of the colour over time.



AR18 - Peach Complexion

Light peachy beige with a warm tendency.
To be used on white and pinkish skin always mixed with AR10.



AR10 - Pink Ocher

Cool pinkish beige for light skin.
Use as a base for light and pink areolas on skin types that will have a tendency to warm up a colour, to avoid oxidation of the pigment over time.



AR22 - Golden Brown

Very warm dark golden beige.



AR10 | AR18



Brown AREOLAS



AR14 - Red Brick
AR14 - Red Brick

Warm brick brown, fairly deep. Ideal for Mediterranean skins.

TIPS

Add 2 drops of AR10 for a good ageing of the colour over time.



AR16 - Brown Velvet

Light brown.
For dark and coppery skin.



AR21 - Hazel Skin

Light beige brown.
To be used as a base on browned areolas on Mediterranean skin types.



AR11 - Caribbean Skin

Warm brown. To be used on dark or mixed skins which will tend to cool down the implanted colour.

TIPS

When mixed with AR10, it is possible to have a lighter to darker beige depending on the proportions of the mixture.



AR23 - Chocolate Brown

Darker brown than AR11, for use on black and mixed race skins.

TIPS

For the areolas of very dark skin, mix with 2 to 3 drops of EB32.



EB08 - Dark Brown

Dark brown for areolas of black and mixed race skin, when the areola is very dark.



EB32 - Darkest Cool Brown

Dark ash brown to be used to darken the AR23 to obtain a dark areola, mixed race type, black skins.





Orange AREOLAS



AR12 - Rosewood Complexion

Light beige with a warm tendency.
For the fairest of skin types Mediterranean skin.

TIPS

To be used with the AR10 for a good ageing over time.



AR13 - Medium Venitian

Intermediate beige for dark skins.

TIPS

To be used with the AR10 for a good ageing over time.



AR15 - Venitian Brown

Orange beige, to be mixed with AR10 for red and light skins.



AR24 - Dark Taupe

Cool taupe brown, ideal for correcting pink or orange areolas.
Recommended for fair skins in combination with AR10.



AR25 - Beigy Rose

Very warm, light orange beige.
To be used with the AR10 to cool it down.



LPO3 - Tea Rose

Orange pink.

TIPS

Mix with AR10 to work the areola and pure for the nipple if it is dark



Scars

Burns

Stretch marks

Achromias





COLOURS FLESH



AR08 - Venus Complexion

Very light beige for white skins.
To be used in combination with AR10 or WH01 for a better ageing of the colour over time.

TIPS

Ideal for stretch marks: 4 drops of AR08 + 4 drops of white with 3 drops of diluent.



AR10 - Pink Ocher

Cool pink beige for fair skins.
Can be used for scars or mixed with WH01 to lighten a colour too dark for scars or stretch marks.



AR18 - Peach Complexion

Light peachy beige with a warm tendency.

To be used on white and pinkish skin always mixed with AR10.



AR12 - Rosewood Complexion

Light beige with a warm tendency.
For the fairest of Mediterranean skins.

TIPS

To be used with AR10 for a good aging over time.



AR11 - Caribbean Skin

Warm brown. To be used on dark or mixed skins which will tend to cool down the implanted colour.

TIPS

When mixed with AR10, it is possible to have a lighter to darker beige depending on the proportions of the mixture.



AR23 - Chocolate Brown

Darker brown than AR11, for black and mixed race skins.

TIPS

For the areolas of very dark skins, mix with 2 to 3 drops of EB32.



EB08 - Dark Brown

Dark brown for the areolas of dark black skins.



CC08 - Rosy Corrector

Skin tone corrector for dewy skin.
Add 3 to 5 drops of thinner to 10 drops of concealer.



Hairy areas

Eyebrows

Beard

Head

Genitals





HAIRY AREAS



EB32 - Darkest Cool Brown

Dark ashy brown to be used for darkening.
Ideal for almost black hairs.



EB08 - Dark Brown

Dark brown for dark skin.
Ideal for obtaining a dark brown
eyebrow or hair.



TA13 - Charcoal

Intense black for black hairs.



Good to know

Other shades are available in our aesthetic range «Airless Color®».
These pigments are not medical devices and should only be used for aesthetic and not medical purposes.

Ask for your Airless Color® colour chart.

Supplements





WH01 - **Snowy White**

White to lighten a colour



D101 - **Sterile diluent**











Designed to lighten a colour without altering its shade. It can be used in a mixture with all BIOTIC Phocea colours.

TE01 - **Allergy Test**






The universal allergy test for all BIOTIC Phocea pigments. Make a painless test point behind the ear: wait one month to check the good tolerance of the product. Do not risk pigmenting patients with an allergic background.

SUMMARY OF AREOLA COLOURS















Areolas Pink

		LP52 Amber Rose
		LP29 Santal
		LP11 Old Rose
		LPO4 Cherry Rose
		LP01 Raspberry Rose













Areolas Beige

		ARO8 Venus Complexion
		AR10 Pink Ocher
		AR18 Peach Complexion
		AR22 Golden Brown

Areolas brown

		AR14 Red Brick
		AR16 Brown Velvet
		AR21 Hazel Skin
		AR11 Caribbean Skin
		AR23 Chocolate Brown
		EB08 Dark Brown
		EB32 Darkest Cool Brown

Areolas orange







		AR12 Rosewood Complexion
		AR13 Medium Venitian
		AR15 Venitian Brown
		AR24 Dark Taupe
		AR25 Beigy Rose
		LP03 Tea Rose

SUMMARY OF FLESH COLOURS

Scars and stretch marks

			AR08 Venus Complexion				AR23 Chocolate Brown
			AR10 Pink Ocher				EB08 Dark Brown
			AR18 Peach Complexion				CC08 Rosy Corrector
			AR12 Rosewood Complexion				
			AR11 Caribbean Skin				

SUMMARY OF HAIRY AREAS

			EB32 Darkest Cool Brown
			EB08 Dark Brown
			TA13 Charcoal

SUPPLEMENTS

			WH01 Snowy White
			DI01 Sterile diluent
			TE01 Allergy Test



Data sheet

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

Nom	LABORATOIRES BIOTIC PHOCEA	Téléphone	04 91 53 54 00
Adresse Complète	16 18 Boulevard Michelet 13008 MARSEILLE	E-Mail	info@biotic.fr
Coordonnées du correspondant matériovigilance	Tel : 04 91 53 54 00	Téléphone	04 91 53 54 00
	Fax : 04 91 53 54 01	Fax	04 91 53 54 01
	E-mail : materiovigilance@biotic.fr	Site Internet	biotic.fr

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MEDICAL

Dénomination commune	IMPLANT COMPLEMENT RECONSTRUCTION RESORBABLE	
Dénomination commerciale	Dispersion Colorée	
Code nomenclature EMDN Code nomenclature GMDN Code CLADIMED	Non Applicable Tattoo ink, dermal : 61783 Non Applicable	
Classe du DM	DM de classe IIb selon le marquage CE Directive de l'UE applicable : Directive 93/42/CEE Selon annexe : II N° Organisme Notifié : NB 0477 Fabricant du DM : LABORATOIRES BIOTIC PHOCEA	
Composition du dispositif et accessoires	Composants (Peut contenir certains de ces ingrédients)	CI 77007 ; CI 77891 ; CI 77491 ; CI 77492 ; CI 77499 ; CI 45 430 ; CI 73 360 ; CI 19 140 :1 ; CI 12 490 ; CI 77266 Propanediol ; Sodium hydroxyde ; Acide Lactique
	Latex	Absence
	Produit d'origine animale ou biologique	Absence
	pH	5.5 - 7.5
	Odeur	Alcool
Domaine - Indications	Accessoire(s) associé(s)	spatule ; carte d'implant ; notice ; étiquette
	Indications	Le produit est destiné à être mis stérilement dans le derme ou les muqueuses dans un but réparateur.

PROCÉDÉ DE STERILISATION

DM stérile	Oui
Procédé	Irradiation gamma à une dose supérieure à 25kGy selon la méthode industrielle validée (VDmax 25)

CONDITIONS DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, à température ambiante, au sec et à l'abri de la lumière.
Précautions particulières	Ne pas exposer à la lumière du soleil, ne pas congeler.
Durée de la validité du produit	5 ans
Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu	Non

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi	Se référer à la notice d'utilisation Biochromaderm®
Indications	Tatouage intradermique pour redonner à la peau son aspect anatomique normal.
Précautions d'emploi	Se référer à la notice d'utilisation Biochromaderm®
Contre - Indications	Se référer à la notice d'utilisation Biochromaderm®

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX



Référence Commerciale	Nom Commercial	Code UDI-DI
OD001-AR08	VENUS COMPLEXION	03760048111508
OD001-AR10	PINK OCHER	03760048111515
OD001-AR11	CARRIBEAN SKIN	03760048111522
OD001-AR12	ROSEWOOD COMPLEXION	03760048111539
OD001-AR13	MEDIUM VENITIAN	03760048111546
OD001-AR14	RED BRICK	03760048111553
OD001-AR15	VENETIAN BROWN	03760048111560
OD001-AR16	BROWN VELVET	03760048111577
OD001-AR18	PEACH COMPLEXION	03760048111591
OD001-AR21	HAZEL SKIN	03760048111621
OD001-AR22	GOLDEN BROWN	03760048111638
OD001-AR23	CHOCOLATE BROWN	03760048111645
OD001-AR24	DARK TAUPE	03760048111652
OD001-AR25	BEIGY ROSE	03760048111669
OD001-CC06	NEUTRAL CORRECTOR	03760048111676
OD001-CC07	GOLDEN CORRECTOR	03760048111683
OD001-CC08	ROSY CORRECTOR	03760048112840
OD001-CC09	SUNTAN CORRECTOR	03760048112857
OD001-EB08	DARK BROWN	03760048114479
OD001-EB32	DARKEST COOL BROWN	03760048111744
OD001-LP01	RASPEBERRY ROSE	03760048111775
OD001-LP03	TEA ROSE	03760048111782
OD001-LP04	CHERRY ROSE	03760048111799
OD001-LP11	OLD ROSE	03760048111805
OD001-LP29	SANTAL	03760048111829
OD001-LP52	AMBER ROSE	03760048114653
OD001-TA13	CHARCOAL	03760048111843
OD001-TE01	DERMAL TEST	03760048114646
OD001-WH01	WHITE	03760048111850

TO ORDER

+33 (0)4 91 53 54 00
info@biotic.fr

SALES DEPARTMENT

+33 (0)4 91 47 47 64
marion@biotic.fr

TRAINING DEPARTMENT

+33 (0)4 91 53 13 24
formation@biotic.fr



**BIOTIC
PHOCEA**
Laboratoires

Laboratoires BIOTIC Phocsea

16-18 boulevard Michelet, 13008 Marseille (France)
www.biotic.fr