

Gestion des liquides

Une gestion appropriée des liquides est bénéfique pour la santé et la sécurité puisqu'elle réduit le risque de glissement et de trébuchement et garantit un environnement de travail propre et sûr. Les produits super absorbants de DryMax aident à réduire le risque de propagation de contaminations en absorbant les liquides contaminés sans laisser de gouttes. De cette manière, vous participez également au contrôle des infections et à la sécurité des patients. DryMax facilite le nettoyage et garantit ainsi des temps de changement plus rapides.

Tapis super absorbant - DryMax 2.4

- Absorbe et retient de grandes quantités de liquide
- Capture les liquides – sans laisser de gouttes
- Double face, peut également être placé sur des sols déjà humides
- Gonfle pendant l'absorption, ne convient pas comme tapis de piétinement

Absorbe les liquides à base d'eau comme des solutions salines, le liquide amniotique, l'urine, le sang et autres liquides présents dans les salles d'examen et blocs opératoires.

Tapis absorbant - DryMax XL

- Unilatéral, barrière bleue antidérapante dans le sens du sol sec
- La grande surface permet au sol de rester sec
- Comme tapis de piétinement - idéal sous le lavabo
- Absorbe tous les types de liquides


Super absorbant, pads stériles - DryMax Maxi

DryMax MAXI contribue à garder un environnement propre et sûr dans les blocs opératoires. Ce pad polyvalent peut être utilisé à plat, plié ou enroulé en fonction des besoins de l'équipe chirurgicale. Utilisation lors de processus humides comme la chirurgie des genoux et des épaules, les amputations, l'urologie, la gynécologie et les césariennes. Plus le bloc opératoire est sec, plus l'environnement de travail est sûr! Absorbe les liquides à base d'eau comme les solutions salines, l'urine, le liquide amniotique et le sang.

Un contrôle de sécurité et des infection simplifié

OPERATION **DryMax**[®]

- La sécurité des patients et du personnel
- Contrôle des infections
- Manipulation simple
- Temps de changement plus rapides



DryMax 2.4



DryMax XL avec barrière antidérapante



DryMax MAXI

Article	RÉF	Unité/Box	Stérile	Taille du produit	Capacité absorbante		Retient le liquide	
					Eau courante	NaCl 0,9%		
DryMax 2.4	F20241	100	Non	72 x 37 cm	9 l	3,5 l		
DryMax XL	F22201	50	Non	100 x 75 cm	1,5 l	1,5 l		
DryMax Maxi	F50241	80	Oui/EO	72 x 37 cm	6 l	2,4 l		

Élimination: Traiter comme un déchet clinique, produit du dioxyde de carbone et de l'eau à la combustion



esthetic med
arzt- und spitalbedarf

ABSORBEST

Fabriqué par Absorbent AB Sweden
www.absorbent.se | info@absorbent.se

PL 38-a